

X-MET8000 lasnaad adapter / collimator



Price: €395.00

Product Categories: [Accessoires voor analysers](#), [Accessoires XRF analysers](#), [Compleet assortiment](#)

Product Summary

De X-MET8000 Snap-on Weld Beam adapter is speciaal ontwikkeld om PMI op lasnaden te kunnen uitvoeren. De adapter klikt exact over de X-MET en wordt geborgd van twee zijden. Let op: deze adapter is niet geschikt voor lichte element analyse. Voor nauwkeurige spot metingen adviseren wij de interne small spot collimator.

Neem contact met ons sales team op voor meer informatie!

Artikelnummer: 4104148DL

Product Gallery

